

Fantom wcześniaka NASCO Micro Premie LF01280U

Kategoria

Sprzęt treningowy

Description

Fantom symulujący 25-tygodniowego wcześniaka z bardzo niską wagą po urodzeniu.

Fantom, który może być poddany sztucznej wentylacji. Istnieje możliwość intubacji, założenia rurki NG, cewnika powojowego, dostępu do żylnego oraz drenażu klatki piersiowej (bez żył) a także pielęgnowania stomii

Możliwość doczepienia defektu rdzenia kręgowego i przepukliny powojowej.

W skład zestawu wchodzi:

- pielucha,
- czapeczka,
- rękawiczki smarujące,
- strzykawka o pojemności 3 cm³,
- igła motylkowa 25 G,
- proszek imitujący krew.

Funkcje:

- wentylacja – znajdujące się we wnętrzu płuca wytwarzają widoczne unoszenie klatki piersiowej podczas wentylacji przez usta; krtań i gardło nie są anatomicznie odwzorowane, ale pozwalają zamontować rękę dotchawiczną,
- GI – jedno z nozdrzy ma możliwość montażu działy rurki NG (rurka przechodzi przez ciało a żyły białe wypływa z ciała lub do miejsca w którym znajduje się pielucha); opcjonalna stomia może być podłączona do stałego fragmentu nadłonowego,
- powojna – miękka, realistyczna w dotyku powojna, posiada żyły oraz dwie arterie; kikut powojny działa jak korek, po podłączeniu do niewielkiej jamy znajdującej się w okolicach brzucha (przestrzeń ta może być użyta jako pojemnik na krew wycofaną za pomocą cewnika lub jako przestrzeń do gromadzenia żył i miejscach spuszczenia z obszaru pieluchy); dodatkowa powojna reprezentuje opcjonalną przepuklinę pierścienia powojowego,
- IV miejsca dostaw – kilka typowych miejsc posiada wbudowane rurki, do których można podłączyć cewnik typu IV; jedna z tych rurek jest funkcjonalna, co umożliwia podawanie żył, które wyciekają w miejscu w którym znajduje się pielucha,
- rurka montowana w klatce piersiowej – stały punkt z boku klatki piersiowej symulatora, do którego można podłączyć niedziałającą rękę idącą od klatki piersiowej,
- defekt rdzenia nerwowego – opcjonalna struktura przedstawiająca defekt rdzenia kręgowego, który można zobaczyć w plecy symulatora,

poszczególne monitory, czujniki, elektrody, itd., mogą być przymocowane do manekina w dowolnym miejscu.