

3B Birthing Stages Trainer

Kategoria

[Szkolenie z symulacji medycznych](#)

Description

Stażyści i studenci w położnictwie i położnictwie mogą ćwiczyć prawidłową ocenę postępu porodu poprzez badanie dotykowe przy użyciu trenera etapów porodowych. Dzięki ćwiczeniu na trenerach etapów porodowych można znacznie poprawić standard praktyki klinicznej w położnictwie i położnictwie.

Trener składa się z zestawu 6 wkładek, które pokazują poziom poszerzenia szyjki macicy i rozmywania. Wkładki mogą być używane zarówno jako samodzielne trenażery, jak i jako moduł rozszerzający do symulatora urodzeń P90. Wkładki wyglądają tak samo z zewnątrz, ale wskazują, używając kodu z tyłu, stanu szyjki macicy od wewnątrz.

Pokazane są następujące poziomy i etapy porodu:

- Wstaw nr. 1: Zamknięta szyjka macicy (0,5 cm), poziom -2
- Wstaw nr. 2: Cervix otwarte 2 cm, poziom -2
- Wstaw nr. 3: szyjki macicy otwarte 3 cm, pół zatarte, poziom -2
- Wstaw nr. 4: szyjka macicy otwarta 5 cm, zatkana, poziom -1
- Wstaw nr. 5: szyjki macicy otwarte 7 cm, zatarte, poziom -1
- Wstaw nr. 6: szyjki macicy otwarte 9 cm, zmyte, poziom 0

Zawartość dostawy:

- 6 wkładek z porodami
- Płyta bezpieczeństwa z 4 śrubami (do opcjonalnej wkładki w symulator narodzin P90)
- Smar
- Torba do noszenia

Arkusz danych

[P94_EN_screen.pdf](#)

Zdjęcia produktów

