

Trenażer badania ginekologicznego Gaumard ZOE S504.100

Kategoria

[Sprzęt treningowy](#)

Description

Symulator ginekologiczny odwzorowujący dolną część korpusu kobiety - brzuch i miednicę

W zestawie:

- macica nie ciążarna (przodo i tyłozgięcie)
- macica w 10 tygodniu ciąży
- macica po porodzie (wielkość 20 tygodniowa)
- prawidłowa szyjka z drożnym ujściem na wkładanie i wyjmowanie IUD
- prawidłowa szyjka
- szyjka z przerostem nabłonka walcowatego
- szyjka z cystą i polipem błony śluzowej
- szyjka z uszkodzeniem (rak)
- przewody jajowodów do trębkowych okluzji
- prawidłowe strzałki trębkowe i jajniki
- Torba lub walizka do przechowywania i transportu trenażera

Pozwala na naukę czynności takich jak:

- oburęczne badanie miednicy, wzajemną palpację prawidłowej i ciążarnej macicy
- badanie pochwowo wzornikowe
- wizualne rozpoznanie prawidłowej i nieprawidłowej szyjki z zaburzeniami
- sondowanie maciczne
- wkładanie i wyjmowanie wkładki śródmacicznej
- mierzenie i dopasowywanie kapturków i krętków dopochwowych
- wzornikowanie laparoskopowe i okluzje jajowodów

minilaparotomia