

Model Mięśniowo-Szkieletowy (MSK) do Szkolenia USG

Kategoria

[Bluephantom USG](#)

Description

W ostatnich latach coraz powszechniej wykonuje się zastrzyki do stawów kolanowych pod kontrolą USG. Badania wykazały, że zastrzyki do stawu kolanowego wykonywane pod kontrolą USG są o 60% skuteczniejsze niż zastrzyki na ślepo podawane do kolana przez lekarza. Dzięki modelowi kolana Blue Phantom MSK Knee zyskujemy możliwość nabywania doświadczenia w tej dziedzinie bez kontaktu z żywym pacjentem.

Model ten zawiera dystalną kość udową, proksymalną i piszczel kość strzałkową, rzepkę, ścięgno mięśnia czworogłowego, poduszeczkę tkanki tłuszczowej uda, tkankę tłuszczową mięśnia czworogłowego, kaletkę maziową i torebkę stawową.

Wszystkie zawarte punkty anatomiczne pozwalają na precyzyjne ćwiczenia zastrzyków do stawu kolanowego z dościa bocznego i środkowej części rzepki.

Zachęcamy do wizyty na stronie bluephantom.com i do zapoznania się ze studium przypadku na temat zastosowania modeli Blue Phantom w ośrodku symulacji na wydziale lekarskim Uniwersytetu Loma Linda w Kalifornii.

"Symulatory Blue Phantom uważam za szczególnie skuteczne w szkoleniu prowadzenia zabiegów."

– lek. Vi Dinh, Dyrektor ds. USG w Kształceniu Medycznym, Uniwersytet Loma Linda

Zdjęcia produktów



