

Model do Badania USG FAST

Kategoria

Bluephantom USG

Description

Ten niezwykle realistyczny fantom szkoleniowy umożliwia stosowanie prawdziwego USG do ćwiczenia badania FAST (ang. Focused Assessment with Sonography for Trauma - szybkiego kierunkowego badania USG w stanach urazowych), a także echokardiografii przezklatkowej (TTE) i zabiegów perikardiocentezy. Model FAST precyzyjnie imituje charakterystykę obrazowania tkanek ludzkich, umożliwiając użytkownikom stawienie czoła wyzwaniom obrazowania występującym u ludzi.

- Regulowane stany krwawienia wewnętrznego wokół wątroby, śledziony, serca i pęcherza symulują szeroki zakres scenariuszy patologicznych.
- Możliwość pełnego obrazowania górnej i dolnej części tułowia, obejmującego wątrobę, pęcherzyk żółciowy, nerki, śledzionę, serce, płyn osierdziowy, płuca, żebra, jelita, pęcherz moczowy, żołądek i kości.
- Użytkownicy doświadczają problemów związanych z obrazowaniem u prawdziwych pacjentów, takich jak aplikowanie odpowiedniego nacisku na sondę, aby uzyskać obrazy, gaz jelitowy i dostęp międzyżebrowy



